

## Blanqueador CaviWipes™ Desinfectante de superficies

Con nuestra química patentada, estas toallitas limpiadoras multiusos son suaves con las superficies, pero resistentes a los patógenos. Matan las esporas de *C. diff* en 3 minutos y no requieren EPP\*

También cumplen con la dilución de lejía 1:10 recomendada por los CDC y son compatibles con la mayoría de los dispositivos médicos\*\*. Entonces, cuando se trata de desinfectar superficies duras y no porosas, deja los guantes y busca CaviWipes Bleach.



Tiempo de contacto universal de 3 minutos contra 43 patógenos relevantes, incluidos *C. Diff*, TB, *C. auris*, Norovirus y 8 MDRO (Organismos multirresistentes).



Totalmente calificado para la reclamación de patógenos virales emergentes de la EPA (EVP nivel III) para todos los tipos de virus (virus envueltos, grandes y pequeños sin envoltura) para satisfacer las necesidades actuales y futuras de prevención de infecciones.



Sin palabra de advertencia: no se requiere PPE\*.



Residuo mínimo, buen limpiador y alta calidad del sustrato.



Olor suave.



Compatible con la mayoría de equipos médicos.

CaviWipes Bleach demuestra eficacia contra los siguientes 43 microorganismos relevantes

en 3 minutos:

bacterias

Esporas de Clostridium difficile

estafilococo aureus

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella entérica

Burkholderia cepacia

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Legionella pneumophila

Listeria monocytogenes

Serratia marcescens

Streptococcus pyogenes

Neisseria gonorrhoeae

Bacterias resistentes a los medicamentos

Enterobacter cloacae

Acinetobacter baumannii resistente a múltiples fármacos (MRAB)

Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos (CRKP) (CRE)

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)

Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina

Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina (VRSA)

Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (ERV)

ESBL Escherichia coli

Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) (TB)

Moho, Hongos, Hongos

Candida auris

Candida albicans

Aspergillus brasiliensis

Trichophyton interdigitale

Virus (sin envoltorio)

adenovirus

virus de la hepatitis A

Norovirus (como calicivirus felino)

poliovirus

Rinovirus

Enterovirus (EV-D68)

rotavirus

Virus (envueltos)

Virus del herpes simple tipo 1

Virus del herpes simple tipo 2

Coronavirus humano

Virus de la influenza A Cepa A/Hong Kong 8/68 (H3N2)

Virus de la gripe B Cepa B/Hong Kong/5/72

Virus de la hepatitis B (VHB)

Virus de la hepatitis C (VHC)

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Virus respiratorio sincitial (VRS)

Virus del sarampión

SARS-CoV-2



Información sobre pedidos

N.º de pieza Descripción

13-9100 Blanqueador CaviWipes (6" x 10.5") – 90 toallitas por bote 13-1175 Soporte CaviWipes

\*Instrucciones especiales de limpieza y EPP antes de la desinfección contra esporas de Clostridium difficile, VIH-1, VHB, VHC.

\*\*Consulte el manual del equipo de dispositivos médicos para obtener información sobre compatibilidad.

Para obtener más  
información sobre CaviWipes  
Bleach, escanee el código QR o visite metrex.com

